

構造設備及び予防措置の概要（エックス線装置）

<別紙>

エ ッ ク ス 線 装 置 の エ ッ ク ス 線	エックス線管焦点から1メートルの距離における利用線錐以外のエックス線の空気カーマ率		mGy/時
	コンデンサ式の場合エックス線高電圧の充電の状態における照射時以外の接触可能表面から5センチメートルの距離におけるエックス線の空気カーマ率		μ Gy/時
障 害 の 防 止 に 関 す る 構 造 設 備 及 び 予 防 措 置 の 概 要	管球の総ろ過		mmAl当量
	透 視 用 装 置	透視中の患者の入射面の利用線錐の中心における空気カーマ率	mGy/分
		透視時間の積算及び警告ができるタイマー	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
		エックス線管焦点皮膚間距離制御装置	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
		蛍光板（1・1）の有効面積外照射防止装置	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
		利用線錐中の蛍光板（1・1）等の受像器を通過後の接触可能表面から10センチメートルの距離におけるエックス線の空気カーマ率	μ Gy/時
		透視時の最大受像面を3.0センチメートルを超える部分の接触可能表面から10センチメートルの距離におけるエックス線の空気カーマ率	μ Gy/時
利用線錐以外のエックス線を遮へいするための適切な手段	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
障 害 の 防 止 に 関 す る 構 造 設 備 及 び 予 防 措 置 の 概 要	撮 影 用 エ ッ ク ス 線 装 置	受像面を超えないようエックス線照射野を絞る装置	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
		照射野（皮膚面）（口内法のみ）	直径 cm
		エックス線照射野について患者支持器の縁を超える広がり5ミリメートルを超えず、かつ、受像面の縁を超えるエックス線照射野の広がり焦点受像器間距離の2パーセントを超えない構造（乳房撮影装置のみ）	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
		焦点皮膚間距離（骨塩定量を除く）	cm以上
障 害 の 防 止 に 関 す る 構 造 設 備 及 び 予 防 措 置 の 概 要	胸 部 集 検 用 間 接 撮 影 用 装 置	蛍光板（1・1）の有効面積外照射防止装置	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
		受像器の1次防護遮へい体による装置の接触可能表面から10センチメートルの距離におけるエックス線の空気カーマ	μ Gy/ばく射
		被照射体の周囲に箱状の遮へい体を設けた場合のその遮へい体の接触可能な表面から10センチメートルの距離におけるエックス線の空気カーマ	μ Gy/ばく射
障 害 の 防 止 に 関 す る 構 造 設 備 及 び 予 防 措 置 の 概 要	移 動 用 装 置	装置表面における利用線錐以外のエックス線の空気カーマ率（口内法のみ）	μ Gy/時
		2メートル以上離れて操作できる構造	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
		後方散乱エックス線シールド構造（口内法のみ）	mmAl当量
		使用中の表示	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
		立入り制限措置	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
		撮影時の防護措置	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
		装置の保管場所・方法	
障 害 の 防 止 に 関 す る 構 造 設 備 及 び 予 防 措 置 の 概 要	治 療 用 装 置	エックス線装置の接触可能表面から5センチメートルの距離における利用線錐以外の空気カーマ率	mGy/時
		ろ過板が引き抜かれたときエックス線の発生を遮断するインターロック	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無

構造設備及び予防措置の概要（エックス線診療室）

エックス線診療室の防止に関する構造設備及び予防措置の概要	主要構造部等の構造		耐火構造・不燃材料・その他（ ）			
	遮蔽物		構造	材料	厚さ（cm）	
	区分					
	天井					
	診療室の防護物	周	1			
		囲	2			
			3			
			4			
			監視用窓			
		出入口の扉				
		床				
	その他の開口部		<input type="checkbox"/> 有（用途 ） <input type="checkbox"/> 無			
	操作室		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無（理由 ）			
	診療室の標識		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
	エックス線障害の防止に必要な注意事項の掲示			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	管理区域	管理区域を設ける場所				
		境界における実効線量（最大値）		mSv/3月		
		立入り制限措置		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
		標識		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
		エックス線使用中の表示		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
敷地の境界	敷地内居住区域及び敷地の境界における実効線量（最大値）		μSv/3月			
入院患者の被ばくする放射線（診療により被ばくする放射線を除く。）の実効線量（最大値）		mSv/3月				
取扱者の被ばく防護用具						
取扱者の被ばく測定器具						
エックス線診療室に設置（を予定）しているその他の装置			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
型式		放射線障害予防措置の概要				
用途						