

ケア・医療処置に関する情報シート

(別紙 1) 人工呼吸器 無・有(マスク式・気管切開) / 自発呼吸 無・有

人工呼吸器の設定と回路図

気管切開による侵襲的陽圧呼吸療法の詳細	記入日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
	種類・機種			
	換気モード			
	1 回換気量			
	換気回数			
	吸気時間			
	感度			
	PEEP圧			
	ピーク圧(参考値)			
	離脱可能時間	可(時間) 不可	可(時間) 不可	可(時間) 不可
	バッテリー使用 可能時間(内部)	時間 分	時間 分	時間 分
	バッテリー使用 可能時間(外部)	時間 分	時間 分	時間 分
	バッテリー使用 可能時間合計	時間 分	時間 分	時間 分
在宅酸素療法 酸素流量		ℓ/分	ℓ/分	ℓ/分

人工呼吸器と回路の接続写真

写真添付

人工呼吸器と外部バッテリーの接続写真

写真添付

付属物品の保管場所 自宅 階 付近に保管

保管場所等 / 箱には「人工呼吸器付属物品」と明記しましょう

写真添付

困ったときの連絡先：

人工呼吸器提供者 電話： _____

緊急時の人工呼吸器の対応



停電

人工呼吸器のインジケータランプを確認！
ブレーカーを確認！

人工呼吸器 作動不能

内部バッテリー切替日 月 日

	切替時刻	持続時間
人工呼吸器	時 分	時間 分
吸引器	時 分	時間 分

2時間をめど、日没前に次の行動検討！

停電が復旧するまでの準備

- ・アンビューバックへ切り替え
- ・充電式、足踏み式吸引器準備
- ・外部電源準備

停電の復旧
(バッテリー持続時間めどに)

あり

なし

在宅で様子を見る

協力者を呼ぶ

持ち出し物品、
避難情報を確認する

介護者の負傷、家屋の被害、
避難情報から在宅が困難

- ① 福祉避難所
- ② 病院に連絡
受け入れを確認

○福祉避難所問合せ

電話.....

○かかりつけ医

電話.....

電話.....

○専門医

.....

- ③ 消防署

移送のため救急車要請

電話:119

《外部電源メモ》

外部バッテリー	切替時刻	月	日	時	分	持続時間	時間	分
---------	------	---	---	---	---	------	----	---

※自家発電機やシガーライターケーブルの使用は、呼吸器メーカーが推奨しない場合が多い。
外部バッテリーの充電用としてなら使用可能。定期的な試運転、メンテナンス、複数の外部
バッテリーが必要。

停電時にあわてない **電源確保のためのふだんからの備え**

○ 内部・外部バッテリーは、常に充電しておきましょう。

○ 外部バッテリーの寿命は、使用していなくても2～3年とされています。

定期点検・交換をしましょう。

発電機については、月に1回はエンジンをかけましょう。外部バッテリーや発電機との接続の仕方を練習しておきましょう。

○ アンビュバックはいつでも使える状態ですか。

緊急時に、すぐに使用できるように、使い方の確認・練習をしましょう。

わからないことは、かかりつけ医と相談しましょう。点検をお忘れなく。

○ 東京電力 ホームページ 抜粋

・**患者登録**

(株)東京電力パワーグリッドでは、在宅で人工呼吸器を使用している方を対象に、停電に備えた患者登録を行っています。

登録すると、通常時の計画停電の告知、災害時の停電状況や復旧の見通し等について、東京電力から電話でお知らせがあります。

電話 0120-995-007、03-6375-9803 日祝日・年末年始を除く 午前9時～午後5時

※ 災害時には、すべての曜日で24時間対応

※ この登録は、電力の優先的な復旧や確保ではありません。